



Mask

F2 Full Face Mask (BMC-FM2) User Manual



F2 Full Face Mask (BMC-FM2)

Thank you for choosing BMC's F2 Full Face Mask (BMC-FM2). The mask is comfortable, flexible and quiet. It is designed to minimize contact with your face, thus ensuring that you feel comfortable during therapy. This user manual provides you with the information you need for the correct use of your mask.

Intended Use

The F2 Full Face Mask (BMC-FM2) channels airflow non-invasively to a patient from a positive airway pressure device such as a continuous positive airway pressure (CPAP) or bi-level system.

The F2 Full Face Mask (BMC-FM2) is:

- to be used by adult patients (> 66 lb / 30 kg) for whom positive airway pressure therapy has been prescribed.
- intended for single-patient re-use in the home environment and multi-patient re-use in the hospital / institutional environment.


CAUTION: In the US, Federal law restricts the sale of this device to sale by or on the order of a physician.

Before Using the Mask

⚠️ WARNINGS

- The vent holes must be kept clear.
- Explanation of Warning:** CPAP systems are intended to be used with special masks with connectors which have vent holes to allow continuous flow of air out of the mask. When the CPAP machine is turned on and functioning properly, new air from the CPAP machine flushes the exhaled air out through the attached mask exhalation port. However, when the CPAP machine is not operating, enough fresh air will not be provided through the mask, and exhaled air will be rebreathed. Rebreathing of exhaled air for longer than several minutes can, in some circumstances, lead to suffocation. This warning applies to most models of CPAP systems.
- At low CPAP pressures the flow through the exhaled port may be inadequate to clear all exhaled gas from the tube. Some rebreathing may occur.
- To minimize the risk of vomiting during sleep, the patient should avoid eating or drinking for three hours before using the mask. This mask is not recommended if the patient is taking a prescription drug that may cause vomiting.
- Do not use the mask without the Non-Rebreathing Valve in place.
- Not applicable for silicone-allergy user.
- This mask should not be used on patients who are uncooperative, obtunded, unresponsive, or unable to remove the mask.
- Follow all precautions when using supplemental oxygen.
- Oxygen flow must be turned off when the flow generator is not operating, so that unused oxygen does not accumulate within the flow generator enclosure and create a risk of fire.
- At a fixed flow rate of supplemental oxygen flow, the inhaled oxygen concentration varies, depending on the pressure settings, patient breathing pattern, mask, point of application and leak rate.
- The technical specifications of the mask are provided for your clinician to check if it is compatible with the flow generator. If it is used beyond technical specifications or used with incompatible devices, the seal and comfort of the mask may not be effective, optimum therapy may not be achieved, and leak, or variation in the rate of leak, may affect the function of the flow generator.
- Stop using the F2 Full Face Mask (BMC-FM2) and consult your physician or sleep therapist, if you have ANY adverse reaction to the use of the mask.
- Refer to your flow generator manual for details on settings and operational information.
- Images shown here are indicative only. If there is inconsistency between the image and actual product, the actual product shall govern.


Components of the F2 Full Face Mask (BMC-FM2)



Components of the F2 Full Face Mask (BMC-FM2)

Getting the Right Cushion Size

- The following drawing describes the different features of face and the length of the face (H) you need to measure.
- The masks are available in three different sizes.
- Choose the appropriate size according to the table below.



Getting the Right Cushion Size

Fitting the Mask


Use a standard conical connector if pressure readings and / or supplemental oxygen are required.



Pass the upper straps of the headgear through the installation hole of the mask as shown in the figure and secure it, repeat the process with the lower straps.

Place the mask on the face and extend the ear and encircle the back of the head / Please confirm that the label on the back of the headgear faces outward when the headgear is worn.

Bring the lower-half straps beneath the headgear to the face and then insert it into the fixed hook on the lower-half part of the mask frame.



Extend the upper-half straps of the headgear as shown in the above figure until the mask is fixed properly.


Repeat the process for the lower-half headgear as shown in the above figure until the mask is fixed properly.

Open the device for the air supply. Attach the respiratory hose with the connector on the base of the mask. Adjust the position of the mask to confirm a tight seal.

Disassembling the Mask

Notas:

- The elbow assembly cannot be dissembled from the frame assembly.
- The elbow assembly cannot be disintegrated.
- The valve cannot be dissembled, or damage may be incurred and the re-installation will become more difficult.



Undo and remove the upper-half headgear straps out of the hole on the mask frame.

Remove the cushion from the installation groove on the mask frame.

Remove the forehead pad from the installation groove on the mask frame.

Cleaning the Mask at Home

Notas:

- The mask and headgear can only be cleaned through hand washing.
- The elbow, the swivel and the valve cannot be dissembled for washing.

⚠️ CAUTIONS

- Do not use solutions containing bleach, chlorine, alcohol, aromatics, moisturizers, antibacterial agents, or scented oils to clean any part of the system or air tubing. These solutions may cause damage and reduce the life of the product.
- Exposing any part of the system or tubing to direct sunlight or heat may cause deterioration.
- If any visible deterioration of a component is apparent (cracking, crazing, tears etc), the component should be discarded and replaced.

Weekly

Hand wash the headgear and all components in warm (approx. 30°C) and soapy water. Use pure soap. Rinse the components well and allow them to air dry out of direct sunlight.

Reprocessing the Mask between Patients

This mask should be reprocessed when used between patients. Cleaning and disinfection instructions are available from the BMC website, www.bmc-medical.com. If you do not have internet access, please contact your BMC representative.

Reassembling the Mask



Install the forehead pad onto the upper-half installation groove of the mask frame.


Install the cushion onto the lower-half installation groove of the mask frame and confirm the proper engagement between the silicone gel pad and the installation groove.

Install the upper-half headgear onto the upper-half installation hole of the mask frame.

Troubleshooting

Problem	Possible Reason	Possible Solution
Mask won't seal properly or is uncomfortable.	Mask may have been fitted incorrectly.	Carefully follow instructions in "Fitting the Mask" section. Make sure the headgear is not over-tightened.
	Mask size is wrong.	Consult your clinician.
Mask leaks around the face.	The cushion is misplaced on the cushion frame.	Check insertion of the cushion and reinsert correctly according to the instructions in "Reassembling the Mask" section.
Mask is too noisy.	Mask size is wrong.	Consult your clinician.
	Vents are blocked or partially blocked.	Clean the vents according to the instructions in "Cleaning the Mask at Home" section.

Technical Specifications



Pressure (cmH ₂ O)	3	12	22	31	40
Flow Rate (L/min)	18	40	56	67	78

Dead Space Information
Dead space is the empty volume of the mask up to the swivel. The dead space of the mask varies according to cushion sizes but is less than 218 mL.

Therapy Pressure
3 to 40 cmH₂O

Resistance
Drop in Pressure measured (average for 3 sizes) at 50 L/min: 0.15 cmH₂O at 100 L/min: 0.5 cmH₂O

Inspiratory and Expiratory Resistance
The inspiratory resistance of the mask (in combination with the Non-Rebreathing Valve) is 1.8 cmH₂O at 50 L/min. The expiratory resistance of the mask (in combination with the Non-Rebreathing Valve) is 2.0 cmH₂O at 50 L/min.

The Non-Rebreathing Valve open-to-atmosphere pressure

1.0 cmH₂O

The Non-Rebreathing Valve closed-to-atmosphere pressure

1.2 cmH₂O

Sound
DECLARED DUAL-NUMBER NOISE EMISSION VALUES in accordance with ISO 4871. The A-weighted sound power level of the mask is 28 dBA, with uncertainty 3 dBA. The A-weighted sound pressure level of the mask at a distance of 1 m is 20 dBA, with uncertainty 3 dBA.

Environmental Conditions
Operating temperature: +5°C to +40°C (41°F to 104°F)
Operating humidity: 0% ~ 93% relative humidity non-condensing
Storage and transport: -20°C to +55°C (-4°F to 131°F)
Storage and transport humidity: 0% ~ 93% relative humidity non-condensing

Storage

Ensure that the mask is thoroughly clean and dry before storing it for any length of time. Store the mask in a dry place out of direct sunlight.

Disposal

The mask does not contain any hazardous substances and may be disposed of with your normal household refuse.

Symbols

System and Packaging

Caution, consult accompanying documents. Indicates a Warning or Caution and alerts you to a possible injury or explains special measures for the safe and effective use of the device.

LOT Lot number

REF Catalog number

Not made with natural rubber latex

Temperature limitation

Humidity limitation


Manufacturer

Authorized Representative in the European Community



Mask

F2 Full Face Mask (BMC-FM2) Manual del Usuario



Conseguir el tamaño correcto de la almohadilla

Ajustar la máscara


Use un conector cónico estándar si necesita la lectura de presión y / o el oxígeno suplementario.



Como el esquema indica, introduzca la parte de arriba de la amés en el agujero de la máscara y adhiérela. Doble y adhiera la parte de abajo.

Presione la máscara en la cara y tire la amés encima de la cabeza. Por favor asegure que la etiqueta de la amés da hacia afuera cuando la amés está bien colocada.

Saque la parte de abajo de la amés bajo la oreja, la rodee por la cara y la introduzca en el gancho fijo en la parte de abajo de la máscara.



Al mismo tiempo extiende la parte de arriba de la amés como el esquema hasta que la máscara se encuentre bien colocada. Después adhiera bien la amés.

Al mismo tiempo extiende la parte de abajo de la amés como el esquema hasta que la máscara se encuentre bien colocada. Después adhiera bien la amés.

Prenda el equipo y empiece a suministrar el oxígeno. Conecte el tubo de respiración con la conexión del tubo torcido. Ajuste la máscara para evitar que escape el oxígeno.

Desmontar la máscara

Notas:

- El juego del elbow assembly no se puede deshacer de la instalación del marco.
- El juego del elbow assembly mismo no se puede deshacer.
- La válvula no se puede deshacer. Una vez deshecha, se rpmrre fácilmente y es difícil reinstalarla.



Saque la parte de arriba de la amés del agujero de la máscara.

Saque el cojinete de almohadilla del hueco de instalación de la máscara.

Saque el cojinete de la frente del hueco de instalación de la máscara.

Limpiar la máscara en casa

Notas:

- La máscara y el amés sólo pueden lavarse a mano.
- El codo, la junta giratoria y la válvula no se pueden deshacer ni limpiar.

⚠️ PRECAUCIONES

- No utilice soluciones con lejía, cloro, alcohol, fragancias, hidratantes, agentes antibacterianos o aceites perfumados para limpiar cualquier parte del sistema o el tubo de aire. Estas soluciones pueden dañar y reducir la vida útil del producto.
- Exponer cualquier parte del sistema o el tubo a la luz directa del sol o al calor puede provocar su deterioro.
- Si es evidente cualquier deterioro visible en algún componente (grietas, fisuras, roturas, etc.) el componente debe desecharse y sustituirse.

Diariamente / Despues de cada uso

- Deshaga los componentes de la máscara según las instrucciones.
- Limpie totalmente los componentes, incluido el casco. Puede rozarlo con un poco de jabón en agua templada (circa. 30°C).
- Use un cepillo blando de pelo de cerdo para limpiar el hueco de ventilación.
- Enjuague todos los componentes bien con agua potable y déjelos secar al aire, alejados de la luz solar directa.
- Cuando están secos los componentes, reinstálelos según las instrucciones.

Una vez por semana

Lave el amés y todos los componentes a mano en agua jabonosa tibia (circa. 30°C). Utilice un jabón puro. Enjuague los componentes bien y déjelos secar al aire, alejados de la luz solar directa.

Reutilización de la mascara entre pacientes

Esta mascara debe reprocesarse cuando pase de un paciente a otro. Las instrucciones de limpieza y desinfección se encuentran disponibles en el sitio web de BMC, www.bmc-medical.com. Si usted no tiene acceso a Internet, por favor póngase en contacto con su representante de BMC.

Reensamblar la máscara



Ponga el cojinete de la frente en el hueco de la parte de arriba de la máscara.


Ponga el cojinete de almohadilla en el hueco de la parte de abajo de la máscara, y asegure que el está bien colocado en el hueco.

Ponga la parte de arriba de la amés en el hueco de la parte de arriba de la máscara.

Solución de problemas

Problema	Posible Explicación	Posible Solución
La máscara queda mal sellada o es incómoda.	La máscara puede haber sido instalada incorrectamente.	Siga cuidadosamente las instrucciones de la sección "Ajustar la máscara". Asegúrese de que el amés no ha sido apretado de más.
	La talla de la máscara no es la adecuada.	Consulte a su médico.
La máscara rodea por la cara.	La almohadilla está mal colocada en el marco para la almohadilla.	Compruebe la inserción de la almohadilla y vuelva a insertarla según las instrucciones en la sección "Reensamblar la máscara".
La máscara hace demasiado ruido.	La talla de la máscara no es la adecuada.	Consulte a su médico.
	Los orificios de ventilación están bloqueados o parcialmente bloqueados.	Limpie los orificios de ventilación según las instrucciones en la sección "Limpiar la máscara en casa".

Especificaciones técnicas



Presión (cmH ₂ O)	3	12	22	31	40
Flujo (L/min)	18	40	56	67	78

Información sobre el espacio muerto
El espacio muerto es el volumen vacío de la máscara hasta la junta giratoria. El espacio muerto de la máscara varía según los tamaños de las almohadillas, pero en todo caso es menor de 218 ml.

Presión terapéutica
3 a 40 cmH₂O

Resistencia
Caída de presión media (promedio de 3 tallas) a 50 L/min: 0,15 cmH₂O
a 100 L/min: 0,5 cmH₂O

Resistencia inspiratoria y exhalatoria
La resistencia inspiratoria de la máscara (en combinación con la válvula anti-reinspiración) es 1,8 cmH₂O a 50 L/min.
La resistencia exhalatoria de la máscara (en combinación con la válvula anti-reinspiración) es 2,0 cmH₂O a 50 L/min.

Presión con la válvula anti-reinspiración abierta a la atmósfera
1,0 cmH₂O

Presión con la válvula anti-respiración cerrada a la atmósfera
1,2 cmH₂O

Sonido
VALORES DE EMISIÓN DE RUIDO DECLARADOS MEDIANTE DOS CIFRAS en cumplimiento con ISO 4871. El nivel de potencia acústica ponderado A de la máscara es 28 dBA, con una incertidumbre de 3 dBA. El nivel de presión acústica de la máscara a una distancia de 1 m es 20 dBA, con una incertidumbre de 3 dBA.

Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento: +5°C a +40°C (41°F a 104°F)
Humedad de funcionamiento: 0% ~ 93% humedad relativa, sin condensación
Almacenamiento y transporte: -20°C a +55°C (-4°F a 131°F)
Humedad de almacenamiento y transporte: 0% ~ 93% humedad relativa, sin condensación

Almacenamiento

Asegúrese de que la máscara esté limpia y seca antes de guardarla durante cualquier periodo de tiempo. Guarde la máscara en un lugar seco fuera de la luz solar directa.

Eliminación

La máscara F2 no contiene sustancias peligrosas y se puede eliminar junto con la basura doméstica habitual.

Símbolos

- Sistema y Embalaje**
- Precaución, consulte la documentación adjunta. Indica una advertencia o una precaución y le avisa de una posible lesión o le describe medidas especiales para el uso seguro y eficaz del dispositivo.
 - Número de lote
 - Número del catálogo
 - No hecho de látex de caucho natural
 - Límite de temperatura
 - Límite de humedad
 - Fabricante
 - Autorizado por representantes de la Comunidad Europea

Garantía Limitada

Se garantiza que la F2 Full Face Mask (BMC-FM2), incluye la instalación del marco, Almohadilla, Cojnete de la frente, Arnés estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de noventa (90) días a partir de la fecha de compra por parte del consumidor inicial. Para ejercer los derechos bajo esta garantía, póngase en contacto con los distribuidores locales autorizados. El tiempo de vida útil esperado de la F2 Full Face Mask (BMC-FM2) es de un años.

FABRICANTE:
BMC MEDICAL CO., LTD.
Salón 110 Torre A Edificio Fengyu, No. 115 Carretera Fucheng, Haidian, Beijing 100036, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
URL: en.bmc-medical.com
E-mail: intl@bmc-medical.com
Teléfono: +86-10-51663880
Fax: +86-10-51663880 Ext. 810

REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA UE:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburgo, Alemania
Teléfono: 0049-40-2513175
Fax: 0049-40-255726

Sitio de fabricación:
BMC (Tianjin) Medical Co., Ltd.
2/F Área Norte y 3/F, Edificio No.4, No.1 Xinxing Road, Distrito de Wuqing, (301700) Tianjin, RP China
Teléfono: + 86-22-82939881

Mask
F2 Full Face Mask (BMC-FM2)
Manuale d'uso



F2 Full Face Mask (BMC-FM2)

Grazie per aver scelto la F2 Full Face Mask (BMC-FM2) di BMC. La maschera è comoda, flessibile e silenziosa. È stata progettata per ridurre al minimo il contatto con il viso, assicurando così che il paziente si senta a proprio agio durante la terapia. Questo manuale fornisce le informazioni necessarie per il corretto utilizzo della maschera.

Destinazione d'uso

La F2 Full Face Mask (BMC-FM2) canalizza il flusso d'aria in modo non invasivo da un dispositivo a pressione positiva alle vie aeree superiori del paziente. I dispositivi che possono essere utilizzati sono a pressione positiva continua (CPAP) o pressione positiva a due livelli (bilevel).

- La F2 Full Face Mask (BMC-FM2):
- viene utilizzata su pazienti adulti (> 66 lb / 30 kg) ai quali è stata prescritta la terapia ventilatoria a pressione positiva.
 - è destinata al riutilizzo per un singolo paziente in ambiente domestico e per più pazienti in ambiente ospedaliero.


ATTENZIONE: Negli USA, La legge limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione di un medico.

Prima di utilizzare la maschera




- AVVISI**
- I fori di ventilazione devono essere tenuti liberi.
 - Spiegazione dell'avviso:** I sistemi CPAP o BILEVEL sono destinati ad essere utilizzati con speciali maschere dotate di fori di esalazione (porta di espirazione). Quando la macchina CPAP o BILEVEL è accesa e funziona correttamente, la nuova aria introdotta dalla macchina CPAP o BILEVEL permette la fuoriuscita dell'aria espirata dal paziente attraverso la porta di espirazione della maschera collegata. Tuttavia, quando la macchina CPAP o BILEVEL non è in funzione, attraverso la maschera non sarà fornita sufficiente aria fresca, e l'aria espirata sarà re-inalata. La re-inalazione di aria espirata per più di qualche minuto può, in alcuni casi, causare il soffocamento. Questo avviso vale per la maggior parte dei modelli di sistemi CPAP o BILEVEL.
 - A basse pressioni di CPAP o BILEVEL il flusso attraverso la porta di espirazione può essere insufficiente per eliminare completamente dal tubo l'aria espirata. Si può verificare la re-inalazione di parte dell'aria esalata.
 - Per ridurre al minimo il rischio di vomito durante il sonno, il paziente deve evitare di mangiare o di bere per tre ore prima di utilizzare la maschera. Questa maschera non è consigliata se il paziente sta assumendo un farmaco che può causare vomito.
 - Non utilizzare la maschera senza valvola di non re-inalazione installata.
 - Non applicabile per l'utente allergico al silicone.
 - Questa maschera non deve essere utilizzata su pazienti che non collaborano, inibiti, che non rispondono o che non sono in grado di rimuovere la maschera.
 - Seguire tutte le precauzioni del caso quando si ha l'utilizzo di ossigeno supplementare.
 - Il flusso di ossigeno deve essere spento quando il generatore di flusso non è in funzione, in modo che l'ossigeno non utilizzato non si accumuli all'interno dell'involucro del generatore di flusso causando un potenziale rischio di incendio.
 - Ad un flusso fisso di ossigeno supplementare, la concentrazione dell'ossigeno inspirato varia in base a: impostazioni di pressione, respirazione del paziente, maschera, punto di applicazione e tasso di perdita.
 - Sono fornite le specifiche tecniche della maschera per il medico in modo che possa verificare se è compatibile con il dispositivo a pressione positiva. Se viene utilizzata oltre le specifiche tecniche, o utilizzata con dispositivi incompatibili, la tenuta ed il comfort della maschera non possono essere efficaci, la terapia ottimale non può essere raggiunta, e la perdita, o la variazione del tasso di perdita, può influenzare la stabilità della pressione erogata.
 - Smettere di usare la F2 Full Face Mask (BMC-FM2) e consultare il medico o l'anestesista, in caso di QUALSIASI reazione avversa all'uso della maschera.
 - Consultare il manuale del dispositivo a pressione positiva per i dettagli sulle impostazioni e le informazioni operative.
 - Le immagini mostrate qui sono solo indicative. In caso di incoerenza tra l'immagine e il prodotto reale, il prodotto reale sarà soggetto a regolamentazione.

Componenti della F2 Full Face Mask (BMC-FM2)



Ottenere il cuscinetto della misura giusta

- Il disegno che segue illustra le diverse caratteristiche del viso e la lunghezza del volto (H) che è necessario misurare.
- Le maschere sono disponibili in tre misure diverse.
- Scegliere la misura appropriata in base alla tabella che segue.



Ottenere il cuscinetto della isura giusta


Indossare la maschera

Utilizzare un connettore conico standard se risultano necessari letture della pressione e / o un'erogazione aggiuntiva di ossigeno.



Inserire la porzione superiore del copricapo come indicato in figura all'interno della fessura di assemblaggio della maschera e fissare tramite la chiusura in velcro. La parte inferiore del copricapo dev'essere quindi fissato tramite piega e sovrapposizione del velcro.

Far aderire bene la maschera al viso, tirando e portando il copricapo oltre la testa. Assicurarsi quindi di aver ben fissato il copricapo, gli adesivi sul retro del copricapo devono essere rivolti verso l'esterno.



Allo stesso tempo tirare la porzione superiore del copricapo come in figura, e dopo aver fissato bene la maschera, chiudere saldamente con il velcro.


Allo stesso tempo tirare la porzione inferiore del copricapo come in figura, e dopo aver fissato bene la maschera, chiudere saldamente con il velcro.

Aprire l'apparecchio, iniziare l'erogazione dell'aria, quindi collegare il bocchettone del raccordo a gomito con il tubo flessibile. Regolare la maschera per assicurarsi che non vi siano perdite.

Smontare la maschera

Note:

- L'assieme a gomito non deve essere smontato dalla l'assieme della struttura.
- L'assieme a gomito non possono essere smontati.
- Il dischetto della valvola non può essere smontato, lo smontaggio può infatti causare il danneggiamento dello stesso e / o determinare un successivo montaggio difficoltoso.



Estrarre la parte superiore del copricapo dal foro di assemblaggio situato sulla metà superiore della struttura della maschera.

Pulizia della maschera a casa

Note:

- La maschera e il copricapo possono essere puliti solo con un accurato lavaggio a mano.
- Il gomito, il giunto rotante e il valvola non possono essere smontati per la pulizia.

ATTENZIONE

- Non usare soluzioni contenenti candeggina, cloro, alcool, aromi, idratanti, antibatterici od oli profumati per pulire qualsiasi parte del sistema o tubo dell'aria. Queste soluzioni possono provocare danni e ridurre la durata del prodotto.
- L'esposizione di qualsiasi parte del sistema o dei tubi alla luce diretta del sole o a calore può provocare deterioramenti.
- In caso di evidente deterioramento visibile di un componente (fenditure, screpolature, strappi, eccetera), il componente deve essere eliminato e sostituito.

Giornaliero / Dopo ogni utilizzo

- Smontare i componenti della maschera seguendo scrupolosamente le istruzioni di smontaggio.
- Pulire con cura le componenti smontate dalla maschera (ad esclusione del fermapacco), con un delicato sfregamento in acqua tiepida (circa 30°C) utilizzando un sapone neutro.
- Utilizzare una spazzola in setole morbide per la pulizia del bocchettone.
- Risciacquare bene tutti i componenti con acqua potabile e permettere loro di asciugarsi all'aria lontani dalla luce diretta del sole.
- Riassemblare secondo le indicazioni delle istruzioni di ri-assemblaggio, quando tutti i componenti saranno asciutti.

Settimanale

Lavare a mano il copricapo e tutti i componenti in acqua calda (circa 30°C) e sapone. Utilizzare sapone puro. Risciacquare bene tutti i componenti e permettere loro di asciugarsi all'aria lontani dalla luce diretta del sole.

Riprocessare la maschera tra un paziente e l'altro

Questa maschera dovrebbe essere riprocessata quando viene passata da un paziente all'altro. Istruzioni di pulizia e disinfezione sono disponibili sul sito della BMC, www.bmc-medical.com. Se non disponete di accesso a Internet, contattate il vostro rappresentante BMC.

Rimontare la maschera



Posizionare il pad frontale nella canalina di assemblaggio situata sulla struttura superiore della maschera.


Installare il cuscinetto in silicone nella canalina di installazione posizionata nella parte inferiore della struttura della maschera, assicurandosi la perfetta aderenza del cuscinetto in silicone con la canalina di installazione.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile Causa	Possibile Soluzione
La maschera non ha una tenuta corretta oppure è scomoda.	La maschera dovrebbe risultare indossata correttamente.	Seguire attentamente le istruzioni della sezione "Indossare la maschera". Assicurarsi che il copricapo non sia troppo stretto.
La maschera perde attorno al viso.	La misura della maschera è sbagliata. L'cuscinetto non è installata correttamente sul supporto del cuscinetto.	Consultare il medico. Controllare l'inserimento cuscinetto ed inserire di nuovo correttamente seguendo le istruzioni contenute nella sezione "Rimontare la maschera".

- La maschera è troppo rumorosa.
- La misura della maschera è sbagliata.
- Consultare il medico.
- I fori di ventilazione sono bloccati o parzialmente bloccati.
- Pulire i fori di ventilazione secondo le istruzioni della sezione "Pulizia della maschera a casa".

Specifiche tecniche



Pressione (cmH ₂ O)	3	12	22	31	40
Portata del flusso (L/min)	18	40	56	67	78

Informazioni sullo spazio morto
Lo spazio morto è il volume vuoto della maschera fino al giunto rotante. Lo spazio morto della maschera varia in base alle misure dei cuscinetti, ma è inferiore a 218 ml.

Terapia a pressione
Da 3 a 40 cmH₂O

Resistenza
Caduta di pressione misurata (media per le 3 misure)
A 50 L/min: 0,15 cmH₂O
A 100 L/min: 0,5 cmH₂O

Resistenza inspiratoria ed espiratoria
La resistenza inspiratoria della maschera (in combinazione con la valvola di non re-inalazione) è di 1,8 cmH₂O a 50 L/min.
La resistenza espiratoria della maschera (in combinazione con la valvola di non re-inalazione) è di 2,0 cmH₂O a 50 L/min.

La pressione open-to-atmosferico valvola di non re-inalazione
1,0 cmH₂O

La pressione chiusa -to-atmosferico valvola di non re-inalazione
1,2 cmH₂O

Audio
Le EMISSIONI SONORE DICHIARATE A DUE VALORI sono in conformità con ISO 4871. Il livello di potenza sonora ponderato A della maschera è di 28 dBA, con un margine di 3 dBA. Il livello di pressione sonora ponderato A della maschera ad una distanza di 1 m è di 20 dBA, con un margine di 3 dBA.

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da +5°C a +40°C (Da 41°F a 104°F)
Umidità operativa: 0% ~ 93% di umidità relativa, senza condensa
Immagazzinamento e trasporto: Da -20°C a +55°C (Da -4°F a 131°F)
Umidità di immagazzinamento e trasporto: 0% ~ 93% di umidità relativa, senza condensa

Immagazzinamento

Assicurarsi che la maschera sia ben pulita e asciutta prima di riporla per un certo periodo di tempo. Conservare la maschera in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.

Smaltimento

La F2 Full Face Mask (BMC-FM2) non contiene sostanze pericolose e può essere smaltita insieme ai normali rifiuti domestici.

Simboli

- Sistema e imballaggio**
- Attenzione, consultare la documentazione allegata. Indica un avviso o una precauzione ed avvisa l'utente di una possibile lesione, oppure illustra le misure speciali per l'uso in sicurezza ed efficace del dispositivo.
 - Numero di lotto
 - Numero di catalogo
 - Non realizzato con lattice di gomma naturale
 - Limiti di temperatura
 - Limiti di umidità
 - Produttore
 - Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Garanzia limitata

Si garantisce che la F2 Full Face Mask (BMC-FM2), incluso L'assieme della struttura, Cuscinetto, Pad frontale, Copricapo saranno esenti da difetti dei materiale e della lavorazione per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto da parte del consumatore iniziale. Per esercitare i diritti previsti dalla presente garanzia, contattare i rivenditori autorizzati locali. L'attesa durata di funzionamento in servizio della F2 Full Face Mask (BMC-FM2) è uno anni.

PRODUTTORE:
BMC MEDICAL CO., LTD.
Stanza 110 Torre A Edificio Fengyu, via Fucheng n. 115, Haidian, 100036 Beijing, REPUBBLICA POPOLARE CINESE
URL: en.bmc-medical.com
E-mail: intl@bmc-medical.com
Tel: +86-10-51663880
Fax: +86-10-51663880 Ext. 810

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO PER L'UE:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germania
Tel: 0049-40-2513175
Fax: 0049-40-255726

Sito di produzione:
BMC (Tianjin) Medical Co., Ltd.
2/F area nord e 3/F, edificio n. 4, strada n. 1 Xinxing, distretto di Wuqing, (301700) Tianjin, Repubblica popolare cinese
Tel: + 86-22-82939881